

# INSTRUKCJA OBSŁUGI

## Poduszka do obracania pacjenta

Kod produktu: **BUBBLE ROLL**



### 1. Wykonanie

Poduszka dzięki anatomicznemu kształtowi oraz możliwości regulacji twardości poprzez dopompowanie lub upuszczenie powietrza, zapewnia wysoki komfort użytkowania. Wydajna pompka dołączona jest do zestawu. Poduszka wyposażona jest w antypoślizgowy pokrowiec z zapięciem na suwak oraz uchwyty boczne ułatwiające obracanie pacjenta. Dzięki użyciu technologii termicznego zgrzewania poduszka jest trwała i nie rozszczelnia się. Ukryty zawór powietrza zapobiega przypadkowemu wypuszczeniu powietrza oraz podnosi komfort użytkowania.

### 2. Zastosowanie i zalecenia

Poduszka do obracania pacjenta to produkt ułatwiający bezpieczną zmianę pozycji ciała w celu wykonania badań lub terapii. Ułatwia pielęgnację osób o ograniczonej możliwości ruchowej, chorych, starszych i niepełnosprawnych. Dzięki specyficznej budowie, doskonale stabilizuje ciało pacjenta, umożliwiając rehabilitację i codzienne funkcjonowanie. Poduszka dedykowana dla fizjoterapeutów, masażystów, pielęgniarek, lekarzy oraz opiekunów osób chorych, niepełnosprawnych i starszych. Do stosowania w placówkach służby zdrowia oraz w warunkach domowych.

Zastosowanie:

- Pomoc w obracaniu ciała pacjenta bez konieczności podnoszenia przez opiekuna.
- Pomoc w pielęgnacji osób chorych, starszych, niepełnosprawnych i otyłych.
- Pomoc w transferze na wózek, krzesło, do samochodu, łazienki itp.
- Niwelowanie bólu pacjenta związanego z obracaniem na bok lub transferem.
- Zapobieganie powstawaniu odleżyn. Pomoc w samodzielnych ćwiczeniach, zapobiegających atrofii mięśni spowodowanej długotrwałym leżeniem w łóżku.

Nie stosować na gołe ciało. Przed zastosowaniem skonsultować się z lekarzem, rehabilitantem lub fizjoterapeutą.

### 3. Uwagi i zalecenia

Timago International Group nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwą konserwację wyrobu, nieprzestrzeganie zasad bezpieczeństwa oraz za korzystanie niezgodne z przeznaczeniem.

### 4. Sposób użycia



- Napompować poduszkę (pompka dołączona do zestawu).
- Umieścić poduszkę pod kolanami osoby leżącej na plecach w taki sposób, aby oba wgłębienia znalazły się pod kolanami pacjenta (Rys.1).
- Obrócić poduszkę stawiając ją w pozycji pionowej (Rys.2).

- Jedną ręką podtrzymując ramię pacjenta, a drugą trzymając uchwyt poduszki, obrócić osobę na bok (Rys.3).
- Po wykonaniu niezbędnych czynności pielęgnacyjnych, odwrócić pacjenta z powrotem na plecy i wyciągnąć poduszkę.

## 5. Specyfikacja techniczna

Model	BUBBLE ROLL
Wymiary	55 x 41 x 16 cm
Waga	0,44 kg
Pokrowiec	antypoślizgowy, zamek błyskawiczny
Kolor	niebieski

## 6. Konserwacja

### Czyszczenie poduszki:

- Poduszkę należy czyścić wilgotną szmatką z użyciem łagodnych środków czyszczących, nie dopuszczając do jej zamoczenia. Używanie silnych środków myjących lub detergentów może doprowadzić do uszkodzenia wyrobu. Nie używać środków ściernych.
- **Uwaga!** W procesie suszenia poduszki nie należy używać źródeł ciepła.
- **Uwaga!** Podczas czyszczenia nie należy stosować wybielaczy, płynów do zmiękczenia tkanin oraz środków do czyszczenia na sucho!

### Czyszczenie pokrowca:

- Pokrowiec można prać ręcznie lub w pralce w temp. 40°C używając łagodnych detergentów. Pokrowiec można suszyć strumieniem ciepłego powietrza lub w suszarce w niskiej temperaturze.
- **Uwaga!** Pokrowiec można założyć na poduszkę tylko po całkowitym wysuszeniu. Nie należy prasować pokrowca!










## 7. Warunki przechowywania i transportu

Nie należy narażać wyrobu na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, wody i wilgoci.

## 8. Dane dotyczące gwarancji

Produkt objęty jest gwarancją, której warunki zostały opisane w otrzymanej przez Państwa karcie gwarancyjnej. Do celów gwarancyjnych należy zachować dowód zakupu (paragon lub fakturę).

## 9. Oznaczenia

	Numer referencyjny		Producent
	Numer serii		Data produkcji
	Numer seryjny		Wyrób medyczny
	Uwaga		Zapoznaj się z instrukcją
	Producent dokonał oceny zgodności z wymogami zasadniczymi dotyczącymi wyrobów medycznych.		

Całość oferty dostępna jest dla Państwa u naszych dystrybutorów. Dowiedz się więcej na [www.timago.com](http://www.timago.com)



Timago International Group  
Spółka z o.o. i Spółka – Spółka komandytowa  
ul. Karpacka 24/12  
43-316 Bielsko-Biała, Polska

T.: +48 33 499 50 00  
F.: +48 33 499 50 11  
E.: [info@timago.com](mailto:info@timago.com)



09/2023 (I)