

KARTA DANYCH TECHNICZNYCH

KDT-MEDISORB-03



MEDISORB

MEDISORB H, jałowy

I. OPIS PRODUKTU

Jałowy opatrunek hydrokoloidowy.

II. ZASTOSOWANIE

Jałowy opatrunek hydrokoloidowy jest przeznaczony do opatrywania ran słabo i umiarkowanie wydzielających, zarówno powierzchniowych, jak i głębokich: owrzodzeń podudzi, odleżyn, oparzeń pierwszego i drugiego stopnia, miejsc, z których pobrano przeszczep, otarć naskórka. Opatrunek może być pozostawiony na ranie nie dłużej niż 7 dni.

III. CHARAKTERYSTYKA WYROBU

Parametry liniowe i charakterystyka wyrobu		Metoda badań
Wymiary [cm]	10 x 10	PN-EN 1773
	15 x 15	
	20 x 20	
Właściwości	- zapewnia wilgotne środowisko - umożliwia migrację tlenu i pary wodnej - nie przepuszcza bakterii - pochłania wysięk	
Skład surowcowy [%]	≥ 91,3	Warstwa hydrokoloidowa zawierająca karboksymetylocelulozę
	≤ 8,7	Folia poliuretanowa Papier jednostronnie silikonowany

Właściwości fizykochemiczne warstwy hydrokoloidowej

Grubość [mm]	1 ± 0,1
Adhezja [N/cm]	≥ 2,0
Siła zrywająca [N/15mm]	≥ 12,0
Przepuszczalność pary wodnej [g/m ² /24h]	≥ 100
Test przenikania wirusów	zgodne z normą ASTM F1671
Absorpcja statyczna [g/m ² /24h]	≥ 4000

IV. TERMIN WAŻNOŚCI

Termin ważności wyrobu wynosi 5 lat od daty produkcji.

V. STERYLIZACJA

Jałowe opatrunki Medisorb H sterylizowane są metodą radiacyjną.

VI. PRZECHOWYWANIE I TRANSPORT

Warunki przechowywania i transportu są zgodne z informacjami znajdującymi się w załączniku
"Warunki przechowywania i transportu wyrobów TZMO SA"

Opracował:

Specjalista ds. nadzoru nad bezpieczeństwem
wyrobu medycznego
Magdalena Jaćkowska-Terzyk

Zatwierdził:

Główny Technolog TZMO SA
Jan Rosiński

Data utworzenia/aktualizacji dokumentu: zgodna z kartą podpisów

poświadczenie złożenia podpisów i pieczęci elektronicznych

Certyfikat dla dokumentu o Autenti ID: 9ec6b92a-04ca-42d6-a547-bfce3d05c937
utworzonego: 2022-12-05 09:03 (GMT+01:00)